

T 1200-1 BUR

Mesa suplementaria

Con fregaderos de montaje a la derecha en el lavavajillas.



- Entrepañó inf. en tubo cuadrado con chapas extraíbles
- Limpieza sencilla e higiénica
- Cierre de cubetas con válvula de desagüe de palanca\*
- Dimensiones pila: altura 25, anchura 50, fondo 40 cm
- Dimensiones de la mesa: altura 85, ancho 120, fondo 70 cm\*\*

\* Ya se han previsto las perforaciones para instalar un grifo ducha oscilante con la pila mixta.

\*\* La mesa dispone de un peto posterior de 20 cm.

Código EAN: 4002515641651 / Número de material: 10249370 /  
Número de material antiguo: 67120013D

<b>Familia de productos</b>	
Lavavajillas de campana	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
<b>Categoría de producto</b>	
Mesa/accesorios para mesas	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	870
Medidas ext., ancho neto en mm	1200
Medidas ext., fondo neto en mm	700
Medidas ext., alto bruto en mm	510
Medidas ext., ancho bruto en mm	780
Medidas ext., fondo bruto en mm	1250
Peso neto en kg	31,00
Peso bruto en kg	32,00