

Set GF-1 100 mm

Juego de patas para el lavavajillas

Para adaptar a una altura de manejo óptima.



- Apto para todos los lavavajillas del modelo PG 8172
- Formado por 4 patas de aparato
- Para incremento en 10 cm

Código EAN: 4002515641866 / Número de material: 10249450 /
Número de material antiguo: 67820030D

Familia de productos	
Lavavajillas de campana	•
Pertenencia de aparatos	
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
Categoría de producto	
Otros accesorios	•
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	0
Medidas ext., ancho neto en mm	0
Medidas ext., fondo neto en mm	0
Medidas ext., alto bruto en mm	90
Medidas ext., ancho bruto en mm	150
Medidas ext., fondo bruto en mm	280
Peso neto en kg	2,40
Peso bruto en kg	2,70