

A 810

Malla cubreobjetos

para la fijación óptima de objetos delicados.



- Cerquillo de acero inox. con rev. de red de plást., 445 x 215 mm
- Especialmente resistente y duradero

Código EAN: 4002515676783 / Número de material: 10283650 /
Número de material antiguo: 69501700D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina	•
Perteneencia de aparatos	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Categoría de producto	
Malla	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Acero inoxidable, Blanco
Ámbito de aplicación	
Prep. inst. quirúrgico	•
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	0
Medidas ext., ancho neto en mm	0
Medidas ext., fondo neto en mm	0
Medidas ext., alto bruto en mm	20
Medidas ext., ancho bruto en mm	235
Medidas ext., fondo bruto en mm	470
Peso neto en kg	0,44
Peso bruto en kg	0,57