


A 811/1  
Red de reserva  
para el cambio de la red de A 810/1



- Cambio de red sin complicaciones
- Especialmente resistente y duradero

Código EAN: 4002515676493 / Número de material: 10283690 /  
Número de material antiguo: 69502000D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina	•
Pertenencia de aparatos	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Categoría de producto	
Malla	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Acero inoxidable, Blanco
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	0
Medidas ext., ancho neto en mm	0
Medidas ext., fondo neto en mm	0
Medidas ext., alto bruto en mm	20
Medidas ext., ancho bruto en mm	230
Medidas ext., fondo bruto en mm	230
Peso neto en kg	0,02
Peso bruto en kg	0,07