

UGT F10



Código EAN: 4002515677438 / Número de material: 10328960 /
Número de material antiguo: 69506101D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Lavadoras desinfectadoras	•
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Pertenencia de aparatos	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Categoría de producto	
Base/zócalo	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	83
Medidas ext., ancho neto en mm	45
Medidas ext., fondo neto en mm	45
Medidas ext., alto bruto en mm	105
Medidas ext., ancho bruto en mm	190
Medidas ext., fondo bruto en mm	60
Peso neto en kg	5,00
Peso bruto en kg	6,40