

E 454/1

Tobera inyectora

para la limpieza óptima de diversos objetos, sobre todo de rectoscopios.



- Apto para rectoscopio. Vaina del trocar y otros objetos

Código EAN: 4002515722954 / Número de material: 10342490 /  
Número de material antiguo: 69745402D

<b>Familia de productos</b>	
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
G 7824	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Categoría de producto</b>	
Tobera iny.	•
Otros accesorios	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
<b>Ámbito de aplicación</b>	
Prep. inst. con cuerpo hueco	•
<b>Capacidad</b>	
inst. de cuerpo hueco [cantidad]	1
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	8
Medidas ext., ancho neto en mm	8
Medidas ext., fondo neto en mm	300
Medidas ext., alto bruto en mm	60
Medidas ext., ancho bruto en mm	160
Medidas ext., fondo bruto en mm	350
Diámetro en mm	8
Peso neto en kg	0,06
Peso bruto en kg	0,07