


AW 51

Bandeja de goteo

Para colocar cestos de 500 mm sobre el mostrador/encimera.



- Para recoger agua de goteo

Código EAN: 4002515718780 / Número de material: 10396100 /
Número de material antiguo: 67213401D

Familia de productos	
Lavavajillas de tanque	•
Pertenencia de aparatos	
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 701	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•
Categoría de producto	
Otros accesorios	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	25
Medidas ext., ancho neto en mm	525
Medidas ext., fondo neto en mm	525
Medidas ext., alto bruto en mm	55
Medidas ext., ancho bruto en mm	650
Medidas ext., fondo bruto en mm	630
Peso neto en kg	2,45
Peso bruto en kg	3,38