

A 814

Alojamiento

para la preparación óptima de puntas para Air Scaler y Piezo Scaler.



- Para su uso en los cestos superiores A 105/1 y O 177/1
- Indep. del fabricante, para una variedad de puntas diferentes
- Uso de varios alojamientos posible.

Código EAN: 4002515782224 / Número de material: 10456630 /
Número de material antiguo: 68681400D

Familia de productos	
Lavadoras desinfectadoras	•
Pertenencia de aparatos	
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8591	•
Categoría de producto	
aloj.	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Ámbito de aplicación	
Prep. inst. dental	•
Capacidad	
Picos de ultrasonidos [número]	1
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	41
Medidas ext., ancho neto en mm	0
Medidas ext., fondo neto en mm	0
Medidas ext., alto bruto en mm	25
Medidas ext., ancho bruto en mm	300
Medidas ext., fondo bruto en mm	400
Diámetro en mm	16
Peso neto en kg	0,02
Peso bruto en kg	0,35