

WA UP2 1401 L

Miele UltraPhase 2

Detergente líquido de 2 componentes para prendas blancas, de color y delicadas.

Código EAN: 4002515953839 / Número de material: 10803720 /
Número de material antiguo: 11997133EU2



- Para colores brillantes y ropa blanca reluciente
- Eficaz contra las manchas, incluso a baja temperatura
- Ninguna sobredosificación, gracias a la dosificación automática
- Máximo rendimiento – 1,4 litros para 50 lavados
- Para lavadoras y lavasecadoras Miele con TwinDos