

Boost CX1 Cat & Dog  
Aspirador sin bolsa  
para las más altas exigencias de higiene en diseño compacto.

Código EAN: 4002516420019 / Número de material: 11735550 /  
Número de material antiguo: 41NCEO31USA

General information	
Nombre del modelo	Boost CX1 Cat & Dog
Número de material del fabricante	11735550
Número EAN	4002516420019
Tipo de instalación	
Aspirador sin bolsa recoge polvo	•
Modelo	Boost CX1
Tipo de motor	PowerLine
Modelo de producto	SNCEO
Tipo y diseño del aparato	
Color del aparato	Negro Obsidian
Limpieza	
Tecnología Vortex	•
Confort de manejo	
Regulación electrónica de la potencia aspiradora	Selector giratorio de 4 posiciones
Asa para transporte ergonómico	•
Mango ergonómico	•
Tubo aspirador	Tubo telescópico Comfort
Sistema parking para el almacenamiento	a un lado
Movilidad	
Construcción plana	•
Radio de acción en m	10
Longitud de cable en m	6,5
Sistema de filtrado	
Filtro de salida de aire	Filtro HEPA AirClean
Volumen del depósito recoge polvo en l	1,0
Datos técnicos	
Potencia en vatios	1200
Volumen en dB	78,0
Ancho en mm	400
Altura en mm	280
Profundidad en mm	280
Peso neto en kg	7,8
Accesorios suministrados	
Tobera para tapicerías	•
Tobera plana	•
Cepillo multifunción	•
Cepillo Universal SBD 365-3	•
Turbocepillo STB 305-3 (DOBLE; BLOQUEADO)	•
Cepillo de limpieza	No

- Gran rendimiento de limpieza con la tecnología Vortex
- Permanece siempre en el camino gracias a TrackDrive
- Máxima higiene del aire gracias al filtro HEPA: \*Ideal para alérgicos
- con TurboCepillo adicional, ideal para los hogares con mascotas
- Ajuste de altura muy cómodo gracias al tubo telescópico Comfort

\* según EN 60312-1