

B 995 D

Gludināšanas iekārta

ar tvaika funkciju lieliskam rezultātam un vēl lielākam komfortam,



- Spēcīgā piespiešana nodrošina darbošanos bez fiziskas piepūles.
- Ērta lielu izstrādājumu gludināšana – plats gludināšanas veltnis
- Individuālu darba tempu nodrošina maināms veltna ātrums
- Vienkārša sarežģītu izstrādājumu gludināšana – brīvi veltna gali
- Lieliski izgludina arī ļoti sausu veļu – tvaika funkcija

EAN: 4002514443690 / Materiāla numurs: 07222760 /

Vecā materiāla numurs: 13099502D

Vispārīga informācija

Modeļa apzīmējums	B 995 D
Ražotāja materiāla numurs	07222760
EAN numurs	4002514443690

Konstrukcija

Krāsa	Lotosa balta
-------	--------------

Lielisks gludināšanas rezultāts

Tekstilizstrādājumam atbilstošas temperatūras izvēle	•
Liels piespiešanas spēks, N/cm ²	0,35
Padeves dēlis vieglākai veļas ievietošanai	•
Veļai piemērots gludināšanas galds ar lielu novietošanas laukumu	•
Novietošanas stienis veļas atdzesēšanai bez burzīšanās	•
Tvaika funkcija	•
Tvaika ģeneratora ietilpība, l	0,84
Divu tvertņu tehnoloģija	•
Ekspluatācija ar ūdensvada ūdeni	•

Viegla gludināšana

Gludināšanas veltna platums, mm	830
Maināms gludināšanas veltna ātrums	•
Mitrumu uzsūcošs veltna pārklājums	•

Lietošanas ērtums

Var gludināt sēdus, bez piepūles	•
Brīvi veltna gali	•
Pārskatāms vadības bloks	•
Ērts salocīšanas mehānisms	•
Viegla pārvietošana uz četriem skrūvējiem	•

Drošība

Automātiska pirkstu aizsardzība	•
Avārijas atbloķēšana	•
Laba stabilitāte	•

Tehniskie dati

Izmēri, mm (platums)	985
Izmēri, mm (augstums)	959
Izmēri, mm (dziļums)	380
Izmēri, mm (platums), salocītā veidā	500
Izmēri, mm (augstums), salocītā veidā	1055
Izmēri, mm (dziļums), salocītā veidā	380
Kopējā patērējamā jauda, kW	3,50
Frekvence, Hz	50 - 60

Komplektā iekļautie piederumi

Līmplēve temperatūras regulatoram	•
Ūdenstvertnes uzpildes īscaurule	•