

E 339

Nástavec

pro optimální uložení až 16 sít – spodních dílů a táců.



- Vhodné pro 16 spodních částí sít/ táců nebo podnosů
- Vybaveno 17 držáky (16 přihrádek), š 295, h 21,5 mm
- Maximální velikost síta/tácu činí 290 × 20 mm
- Použitelné ve spodním koši

EAN: 4002511129450 / Číslo materiálu: 03149760 / Číslo starého materiálu: 69533901D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty	•
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Produktová kategorie	
Nástavec na tácy/podnosy	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Počet přihrádek	16
Kapacita	
Zásobníky/podnosy [počet]	16
Standardní elektrické připojení	
Počet fází	0
Napětí ve V	0-0
Frekvence v Hz	0-0
Celkový příkon v kW	0,00-0,00
Jištění v A	0-0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	110
Vnější rozměr, šířka netto v mm	297
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	490
Vnější rozměr, výška brutto v mm	480
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	320
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	130
Hmotnost netto v kg	0,84
Hmotnost brutto v kg	1,21