

E 378

Nástavec

pro uložení různého instrumentária.



- 0,8 mm drátěné pletivo, 1,7 mm velikost ok, 5 mm rám
- Vybaveno 2 výkyvnými úchyty
- Použitelné ve spodním koši

EAN: 4002511116443 / Číslo materiálu: 03203530 / Číslo starého materiálu: 69537801D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty	•
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Produktová kategorie	
Jiný nástavec	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Oblasti použití	
Příprava anesteziologického instrumentária	•
Příprava MIC instrumentária	•
Příprava gynekologického instrumentária	•
Příprava ORL instrumentária	•
Příprava stomatologického instrumentária	•
Příprava operačního instrumentária	•
Standardní elektrické připojení	
Počet fází	0
Napětí ve V	0
Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0,00
Jištění v A	0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	110
Vnější rozměr, šířka netto v mm	460
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	460
Vnější rozměr, výška brutto v mm	165
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	535
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	560
Hmotnost netto v kg	1,78
Hmotnost brutto v kg	2,25