

E 146

Nástavec

pro optimální uložení různých instrumentů.



- Pro masky na zubní sedaci
- Velikost ok dna 3 mm, bočnice 1,7 mm, víko 8 mm
- Vybaveno 2 výkyvnými úchyty
- Použitelné v horním a spodním koši

EAN: 4002511116009 / Číslo materiálu: 03346680 / Číslo starého materiálu: 69514601D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktová kategorie	
Sítová miska	•
Oblasti použití	
Příprava MIC instrumentária	•
Příprava operačního instrumentária	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Standardní elektrické připojení	
Počet fází	0
Napětí ve V	0-0
Frekvence v Hz	0-0
Celkový příkon v kW	0,00-0,00
Jištění v A	0-0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	55
Vnější rozměr, šířka netto v mm	150
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	225
Vnější rozměr, výška brutto v mm	75
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	165
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	245
Hmotnost netto v kg	0,61
Hmotnost brutto v kg	0,70