

SD-B
Injektorová tryska
pro butyrometry.



- Pro injektorový vozík
- Včetně závitů, 4 × 140 mm*

* Včetně závitů, průměr 4 × 140 mm, plus navařená, plošně stlačená tryska 1,5 × 100 mm.

EAN: 4002511116955 / Číslo materiálu: 03583540 / Číslo starého materiálu: 69708001D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Produktová kategorie	
Injektorová tryska	•
Vlastnosti produktu	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Oblasti použití	
Příprava laboratorního skla	•
Základní elektroinstalace	
Počet fází	0
Napětí ve V	0
Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0,00
Jištění v A	0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	0
Vnější rozměr, šířka netto v mm	0
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	240
Vnější rozměr, výška brutto v mm	12
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	100
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	150
Průměr v mm	4
Hmotnost netto v kg	0,01
Hmotnost brutto v kg	0,02