


O 176

Horní koš

pro optimální uložení MIC instrumentária, instrumentária artroskopie a urologie.



- Vybaveno 14 injektorovými tryskami/nálevkami
- Vlevo nástavce, vpravo duté instrumentárium (do 500 mm)
- Osazovací výška vlevo činí cca 360 +/- 20 mm
- Dávkování práškových prostředků není možné
- Bez ostříkovačného ramena, s přípojkou pro horkovzdušné sušení

EAN: 4002511114890 / Číslo materiálu: 03807420 / Číslo starého materiálu: 69117601D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
PG 8535	•
PG 8536	•
Produktová kategorie	
Injektorový koš	•
Horní koš	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Oblasti použití	
Příprava MIC instrumentária	•
Příprava dutého instrumentária	•
Kapacita	
Duté instrumentárium [počet]	10
Standardní elektrické připojení	
Počet fází	0
Napětí ve V	0
Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0,00
Jištění v A	0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	409
Vnější rozměr, šířka netto v mm	475
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	531
Vnější rozměr, výška brutto v mm	545
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	400
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	530
Hmotnost netto v kg	4,80
Hmotnost brutto v kg	6,50
Součásti balení	
E 442 mycí pouzdro, Ø 11 mm, délka 121 mm, s víčkem Ø 6 mm [počet]	2
E 448 silikonová hadice s adaptérem Luer-Lock samičím [počet]	2
E 452 injektorová tryska 2,5 x 60 mm [počet]	1
E 453 injektorová tryska 4 x 110 mm s přidržovací svorkou [počet]	1
E 454 injektorová tryska pro pouzdra trokarů 10–15 mm [počet]	1
Rozprašovací tryska Ø 2,5 mm [počet]	2
Rozprašovací tryska Ø 4 mm [počet]	4
Trychtýř [počet]	4