


O 183

Horní koš

pro optimální uložení MIC instrumentária, instrumentária artroskopie a urologie.



- Levá strana: 10 injektor. trysek nebo volná pro uložení nástavců
- Pravá strana: 14 injekt. trysek/nálevek pro duté instrumentárium
- Osazovací výška 285 +/- 30 mm; duté instrumentárium 370 +/- 30 mm
- Dávkování práškových prostředků není možné

EAN: 4002511114920 / Číslo materiálu: 03807470 / Číslo starého materiálu: 69118301D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
PG 8535	•
PG 8536	•
Produktová kategorie	
Injektorový koš	•
Horní koš	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Oblasti použití	
Příprava MIC instrumentária	•
Příprava dutého instrumentária	•
Kapacita	
Duté instrumentárium [počet]	14
Standardní elektrické připojení	
Počet fází	0
Napětí ve V	0
Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0,00
Jištění v A	0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	270
Vnější rozměr, šířka netto v mm	475
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	530
Vnější rozměr, výška brutto v mm	410
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	540
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	555
Hmotnost netto v kg	4,00
Hmotnost brutto v kg	4,80