

U 167

Spodní koš

pro optimální uložení anesteziologických pomůcek.



- Vhodné pro 4 dýchací zásobníky, 9 sekrečních skel a různé pomůcky
- 20 držáků, výška 200 mm mm, rozteč cca 95 mm mm

EAN: 4002511114784 / Číslo materiálu: 03807600 / Číslo starého materiálu: 69116702D

<b>Produktové zařazení</b>	
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
<b>Zařazení přístroje</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Produktová kategorie</b>	
Spodní koš	•
Vozík na anesteziologické instrumentárium	•
<b>Produktové vlastnosti</b>	
Materiál	Drát, potažený Rilsanem
Barva	Bílá
Vzdálenost mezi příčkami v mm	95
Výška příček v mm	200
<b>Oblasti použití</b>	
Příprava anesteziologického instrumentária	•
<b>Standardní elektrické připojení</b>	
Počet fází	0
Napětí ve V	0
Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0,00
Jištění v A	0
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška netto v mm	220
Vnější rozměr, šířka netto v mm	535
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	516
Vnější rozměr, výška brutto v mm	240
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	550
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	550
Hmotnost netto v kg	3,10
Hmotnost brutto v kg	4,60