


E 106

Nástavec

pro optimální uložení širokohrdlého skla, odměrných válců atd.



- vybaveno 10 pružnými háčky s výškou 175 mm a 16 pružnými háčky s výškou 105 mm
- Rozteč mezi pružinovými háky činí cca 60 mm

EAN: 4002511115675 / Číslo materiálu: 03808310 / Číslo starého materiálu: 69510601D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Produktová kategorie	
Nástavec/modul pro kádinky	•
Nástavec/modul pro širokohrdlé sklo	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Oblasti použití	
Příprava laboratorního skla	•
Příprava odměrných válců	•
Standardní elektrické připojení	
Počet fází	0
Napětí ve V	0
Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0,00
Jištění v A	0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	180
Vnější rozměr, šířka netto v mm	195
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	186
Vnější rozměr, výška brutto v mm	205
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	245
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	490
Hmotnost netto v kg	0,93
Hmotnost brutto v kg	1,42