


E 110

Nástavec

pro optimální uložení kádinek 250 až 600 ml.



- vhodné pro 10 kádinek od 250 do 600 ml
- Vybaveno 10 × 3 držáky
- Použitelné ve spodním koši

EAN: 4002511115736 / Číslo materiálu: 03808390 / Číslo starého materiálu: 69511001D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Laboratorní myčky SlimLine	•
Čisticí přístroje pro průmyslové čištění dílů	•
Velkokapacitní laboratorní myčky pro průmyslové čištění dílů	•
Laboratorní myčky SlimLine pro průmyslové čištění dílů	•
Zařazení přístroje	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 7111 [IPC]	•
PLW 8505	•
Produktová kategorie	
Nástavec/modul pro kádinky	•
Oblasti použití	
Příprava laboratorního skla	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez, Drát, potažený Rilsanem
Barva	Nerez, Bílá
Kapacita	
Kádinky [počet]	10
Standardní elektrické připojení	
Počet fází	0
Napětí ve V	0-0
Frekvence v Hz	0-0
Celkový příkon v kW	0,00-0,00
Jištění v A	0-0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	175
Vnější rozměr, šířka netto v mm	230

E 110

Nástavec

pro optimální uložení kádinek 250 až 600 ml.

EAN: 4002511115736 / Číslo materiálu: 03808390 / Číslo starého materiálu: 69511001D



Vnější rozměr, hloubka netto v mm	460
Vnější rozměr, výška brutto v mm	250
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	230
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	505
Hmotnost netto v kg	0,83
Hmotnost brutto v kg	1,35