


E 111

Nástavec

pro optimální uložení kádinek do 600 až 1 000 ml.



- vhodné pro 8 kádinek od 600 do 1 000 ml
- Vybaveno 8 × 3 držáky
- Použitelné ve spodním koši

EAN: 4002511115743 / Číslo materiálu: 03808420 / Číslo starého materiálu: 69511101D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Produktová kategorie	
Nástavec/modul pro kádinky	•
Vlastnosti produktu	
Materiál	Nerez, Drát, potažený Rilsanem
Barva	Nerez, Bílá
Oblasti použití	
Příprava laboratorního skla	•
Kapacita	
Kádinky [počet]	8
Základní elektroinstalace	
Počet fází	0
Napětí ve V	0
Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0,00
Jištění v A	0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	205
Vnější rozměr, šířka netto v mm	230
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	460
Vnější rozměr, výška brutto v mm	230
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	250
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	480
Hmotnost netto v kg	0,96
Hmotnost brutto v kg	1,10