

E 124

Nástavec

pro optimální uložení infuzních lahví. Rozměr lahve 100 × 100 mm.



- 16 přihrádek, rozměr: 100 × 100 mm (láhev), 48 × 48 mm (hrdlo)
- Použitelné ve spodním koši

EAN: 4002511115811 / Číslo materiálu: 03808500 / Číslo starého materiálu: 69512401D

<b>Produktové zařazení</b>	
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
<b>Zařazení přístroje</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Produktová kategorie</b>	
Nástavec na různé lahve	•
<b>Vlastnosti produktu</b>	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Počet přihrádek	16
<b>Oblasti použití</b>	
Příprava operačního instrumentária	•
<b>Základní elektroinstalace</b>	
Počet fází	0
Napětí ve V	0
Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0,00
Jištění v A	0
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška netto v mm	148
Vnější rozměr, šířka netto v mm	460
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	460
Vnější rozměr, výška brutto v mm	170
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	480
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	480
Hmotnost netto v kg	1,44
Hmotnost brutto v kg	1,80