


E 125

Nástavec

pro optimální uložení infuzních lahví. Rozměr lahve 125 × 125 mm.



- 9 přihrádek, rozměr: 125 × 125 mm (láhev), 55 × 55 mm (hrdlo)
- Použitelné ve spodním koši

EAN: 4002511115828 / Číslo materiálu: 03808510 / Číslo starého materiálu: 69512501D

<b>Produktové zařazení</b>	
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
<b>Zařazení přístroje</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Produktová kategorie</b>	
Nástavec na různé lahve	•
<b>Vlastnosti produktu</b>	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Počet přihrádek	9
<b>Oblasti použití</b>	
Příprava operačního instrumentária	•
<b>Základní elektroinstalace</b>	
Počet fází	0
Napětí ve V	0
Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0,00
Jištění v A	0
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška netto v mm	224
Vnější rozměr, šířka netto v mm	460
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	460
Vnější rozměr, výška brutto v mm	245
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	480
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	480
Hmotnost netto v kg	1,81
Hmotnost brutto v kg	2,56