


E 127

Nástavec

pro optimální uložení infuzních lahví. Rozměr lahve 57 × 57 mm.



- 20 přihrádek, rozměr: 57 × 57 mm (láhev), 46 × 46 mm (hrdlo)

EAN: 4002511115842 / Číslo materiálu: 03808530 / Číslo starého materiálu: 69512701D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktová kategorie	
Nástavec na různé lahve	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Počet přihrádek	20
Oblasti použití	
Příprava operačního instrumentária	•
Standardní elektrické připojení	
Počet fází	0
Napětí ve V	0-0
Frekvence v Hz	0-0
Celkový příkon v kW	0,00-0,00
Jištění v A	0-0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	102
Vnější rozměr, šířka netto v mm	445
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	445
Vnější rozměr, výška brutto v mm	160
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	475
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	475
Hmotnost netto v kg	1,78
Hmotnost brutto v kg	2,10