


E 129

Nástavec

pro optimální uložení infuzních lahví. Rozměr lahve 84 × 84 mm.



- 20 přihrádek, rozměr: 84 × 84 mm (láhev), 46 × 46 mm (hrdlo)

EAN: 4002511115866 / Číslo materiálu: 03808550 / Číslo starého materiálu: 69512901D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
Produktová kategorie	
Nástavec na různé lahve	•
Vlastnosti produktu	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Počet přihrádek	20
Základní elektroinstalace	
Počet fází	0
Napětí ve V	0
Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0,00
Jištění v A	0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	113
Vnější rozměr, šířka netto v mm	445
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	445
Vnější rozměr, výška brutto v mm	480
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	480
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	130
Hmotnost netto v kg	1,41
Hmotnost brutto v kg	1,78