

E 134

Nástavec

pro optimální uložení 210 nosičů předmětů.



- Vhodné pro uložení 210 nosičů předmětů
- vybaveno 26 přihrádkami o velikosti 11 mm x 26 mm, síla drátu 3 mm

EAN: 4002511115897 / Číslo materiálu: 03808600 / Číslo starého materiálu: 69513401D

<b>Produktové zařazení</b>	
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
<b>Zařazení přístroje</b>	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
<b>Produktová kategorie</b>	
Jiný nástavec	•
<b>Produktové vlastnosti</b>	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Počet přihrádek	26
Šířka přihrádek v mm	11
Délka přihrádek v mm	26
<b>Oblasti použití</b>	
Příprava laboratorního skla	•
<b>Kapacita</b>	
Podložní sklička [počet]	210
<b>Standardní elektrické připojení</b>	
Počet fází	0
Napětí ve V	0-0
Frekvence v Hz	0-0
Celkový příkon v kW	0,00-0,00
Jištění v A	0-0
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška netto v mm	73
Vnější rozměr, šířka netto v mm	200
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	445
Vnější rozměr, výška brutto v mm	80
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	230
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	460
Hmotnost netto v kg	1,50
Hmotnost brutto v kg	1,61