

E 135/1

Nástavec

pro optimální uložení 19 kojeneckých lahví do 110 ml.



- Vhodné pro 19 kojenecké lahve o objemu 110 ml
- Vhodné pro lahve o velikosti 51 × 51 mm, hrdlo: 45 × 45 mm
- pro horní koš A 102 a spodní koš A 151

EAN: 4002511115910 / Číslo materiálu: 03808640 / Číslo starého materiálu: 69513502D

Produktové zařazení	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
G 7823	•
G 7824	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktová kategorie	
Nástavec na různé lahve	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Oblasti použití	
Příprava kojeneckých lahví	•
Kapacita	
Kojenecké lahve [počet]	19
Standardní elektrické připojení	
Počet fází	0
Napětí ve V	0
Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0,00
Jištění v A	0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	135
Vnější rozměr, šířka netto v mm	192
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	447
Vnější rozměr, výška brutto v mm	195
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	205
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	465
Hmotnost netto v kg	2,02
Hmotnost brutto v kg	2,10