


E 144

Nástavec

pro optimální uložení až 18 kádinek.



- Vhodné pro 18 kádinek
- Vybaveno 18 × 3 držáky
- Použitelné v horním a spodním koši

EAN: 4002511115996 / Číslo materiálu: 03808710 / Číslo starého materiálu: 69514401D

| Produktové zařazení | |
|---|--------------------------------|
| Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř | • |
| Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř | • |
| Zařazení přístroje | |
| G 7825 | • |
| PG 8527 | • |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| PG 8504 | • |
| PG 8583 | • |
| PG 8583 CD | • |
| PG 8593 | • |
| PLW 8615 | • |
| PLW 8616 | • |
| PLW 8617 | • |
| PLW 6011 | • |
| PLW 6111 | • |
| Produktová kategorie | |
| Nástavec/modul pro kádinky | • |
| Vlastnosti produktu | |
| Materiál | Nerez, Drát, potažený Rilsanem |
| Barva | Nerez, Bílá |
| Oblasti použití | |
| Příprava laboratorního skla | • |
| Kapacita | |
| Kádinky [počet] | 18 |
| Základní elektroinstalace | |
| Počet fází | 0 |
| Napětí ve V | 0 |
| Frekvence v Hz | 0 |
| Celkový příkon v kW | 0,00 |
| Jištění v A | 0 |
| Rozměry a hmotnost | |
| Vnější rozměr, výška netto v mm | 131 |
| Vnější rozměr, šířka netto v mm | 200 |
| Vnější rozměr, hloubka netto v mm | 445 |
| Vnější rozměr, výška brutto v mm | 180 |
| Vnější rozměr, šířka brutto v mm | 250 |
| Vnější rozměr, hloubka brutto v mm | 490 |
| Hmotnost netto v kg | 1,37 |
| Hmotnost brutto v kg | 1,38 |