

E 149

Nástavec

pro optimální uložení 80 reagenčních lahví, 16 × 105 mm.



- vhodné pro 80 reagenční skla do 16 × 105 mm
- Navíc vybaveno víkem
- s 80 přihrádkami o velikosti 18 mm x 18 mm
- Velikost ok dna 8 × 8 mm

EAN: 4002511116016 / Číslo materiálu: 03808800 / Číslo starého materiálu: 69514901D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Produktová kategorie	
Nástavec/modul pro reagenční sklo	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Počet přihrádek	80
Šířka přihrádek v mm	18
Délka přihrádek v mm	18
Oblasti použití	
Příprava zkumavek	•
Příprava laboratorního skla	•
Kapacita	
Reagenční sklo [počet]	80
Standardní elektrické připojení	
Počet fází	0
Napětí ve V	0
Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0,00
Jištění v A	0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	152
Vnější rozměr, šířka netto v mm	200
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	200
Vnější rozměr, výška brutto v mm	170
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	250
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	250
Hmotnost netto v kg	1,03
Hmotnost brutto v kg	1,59