

E 336

Mycí pouzdro

pro optimální uložení pipet/MIC instrumentů v injektorovém vozíku.



- Je možné uložit pipety do délky max. 445 mm
- Plastové, šroubovací

EAN: 4002511117068 / Číslo materiálu: 03809390 / Číslo starého materiálu: 69733601D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Mycí a dezinfekční automaty	•
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 7111	•
Produktová kategorie	
Mycí pouzdro	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Nerez, Černá
Oblasti použití	
Příprava pipet/ampulí	•
Příprava MIC instrumentária	•
Příprava stomatologického instrumentária	•
Příprava dutého instrumentária	•
Kapacita	
Pipety [počet]	1
Duté instrumentarium [počet]	1
Standardní elektrické připojení	
Počet fází	0
Napětí ve V	0-0
Frekvence v Hz	0-0
Celkový příkon v kW	0,00-0,00
Jištění v A	0-0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	121
Vnější rozměr, šířka netto v mm	11
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	11
Vnější rozměr, výška brutto v mm	12
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	80
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	120
Průměr v mm	11
Hmotnost netto v kg	0,02
Hmotnost brutto v kg	0,02