

E 340

Vozík

pro optimální uložení úzkohrdlého skla.



- Z poloviny lze osadit jinými nástavci
- Vybaveno 19 injektorovými tryskami

EAN: 4002511116177 / Číslo materiálu: 03809410 / Číslo starého materiálu: 69534001D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
PG 8535	•
PG 8536	•
Produktová kategorie	
Vozík pro úzkohrdlé sklo	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Nerez, Černá
Oblasti použití	
Příprava laboratorního skla	•
Kapacita	
Úzkohrdlé sklo [počet]	19
Standardní elektrické připojení	
Počet fází	0
Napětí ve V	0
Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0,00
Jištění v A	0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	502
Vnější rozměr, šířka netto v mm	535
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	517
Vnější rozměr, výška brutto v mm	180
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	550
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	560
Hmotnost netto v kg	4,80
Hmotnost brutto v kg	5,60
Součásti balení	
ID 140, injektorová tryska Ø 4 mm, délka 140 mm [počet]	3
ID 160, injektorová tryska Ø 4 mm, délka 160 mm [počet]	3
ID 180, injektorová tryska Ø 4 mm, délka 180 mm [počet]	3
ID 200, injektorová tryska Ø 6 mm, délka 200 mm [počet]	3
ID 220, injektorová tryska Ø 6 mm, délka 220 mm [počet]	3
ID 220, injektorová tryska Ø 6 mm, délka 240 mm [počet]	4
Vyplachovací tryska pro dávkovač prášku [počet]	1