

E 350
Vozík
pro optimální uložení úzkohrdlého skla.



- Vybaveno 33 injektorovými tryskami

EAN: 4002511116184 / Číslo materiálu: 03809490 / Číslo starého materiálu: 69535001D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
PG 8535	•
PG 8536	•
Produktová kategorie	
Vozík pro úzkohrdlé sklo	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Nerez, Černá
Oblasti použití	
Příprava laboratorního skla	•
Kapacita	
Úzkohrdlé sklo [počet]	33
Standardní elektrické připojení	
Počet fází	0
Napětí ve V	0-0
Frekvence v Hz	0-0
Celkový příkon v kW	0,00-0,00
Jištění v A	0-0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	160
Vnější rozměr, šířka netto v mm	530
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	517
Vnější rozměr, výška brutto v mm	180
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	535
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	560
Hmotnost netto v kg	6,60
Hmotnost brutto v kg	7,81
Součásti balení	
E 351 injektorová tryska Ø 4 mm, délka 160 mm [počet]	15
E 352 injektorová tryska Ø 6 mm, délka 220 mm [počet]	18
E 353 aretace pro injektorovou trysku E 351 [počet]	15
E 354 aretace pro injektorovou trysku E 352 [počet]	18
Vyplachovací tryska pro dávkovač prášku [počet]	1