

E 352

Injektorová tryska

pro optimální čištění mytých předmětů.



- Vhodné pro použití do injektorového vozíku
- Lze kombinovat s aretací E 354
- Ø 6 × 220 mm, šroubovací

EAN: 4002511117082 / Číslo materiálu: 03809510 / Číslo starého materiálu: 69735201D

<b>Produktové zařazení</b>	
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
<b>Zařazení přístroje</b>	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
<b>Produktová kategorie</b>	
Injektorová tryska	•
<b>Produktové vlastnosti</b>	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
<b>Oblasti použití</b>	
Příprava laboratorního skla	•
<b>Standardní elektrické připojení</b>	
Počet fází	0
Napětí ve V	0-0
Frekvence v Hz	0-0
Celkový příkon v kW	0,00-0,00
Jištění v A	0-0
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška netto v mm	220
Vnější rozměr, šířka netto v mm	10
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	10
Vnější rozměr, výška brutto v mm	230
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	20
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	30
Průměr v mm	6
Hmotnost netto v kg	0,03
Hmotnost brutto v kg	0,03