

E 355
Vozík
pro optimální uložení úzkohrdlého skla.



- Vybaveno 16 injektorovými tryskami
- Z poloviny lze osadit jinými nástavci

EAN: 4002511116191 / Číslo materiálu: 03809560 / Číslo starého materiálu: 69535501D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
PG 8535	•
PG 8536	•
Produktová kategorie	
Vozík pro úzkohrdlé sklo	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Nerez, Černá
Oblasti použití	
Příprava laboratorního skla	•
Kapacita	
Úzkohrdlé sklo [počet]	16
Standardní elektrické připojení	
Počet fází	0
Napětí ve V	0
Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0,00
Jištění v A	0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	502
Vnější rozměr, šířka netto v mm	535
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	517
Vnější rozměr, výška brutto v mm	545
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	160
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	530
Hmotnost netto v kg	5,80
Hmotnost brutto v kg	6,40
Součásti balení	
E 351 injektorová tryska Ø 4 mm, délka 160 mm [počet]	7
E 352 injektorová tryska Ø 6 mm, délka 220 mm [počet]	9
E 353 aretace pro injektorovou trysku E 351 [počet]	7
E 354 aretace pro injektorovou trysku E 352 [počet]	9
Vyplachovací tryska pro dávkovač prášku [počet]	1