

E 364

Nástavec

pro optimální uložení 36 širokohrdých savek.



- Vhodné pro uložení 36 širokohrdých savek
- Vybaveno 36 přihrádkami o velikosti 44 mm x 44 mm
- Sklopné a uzamykatelné víko

EAN: 4002511116290 / Číslo materiálu: 03809640 / Číslo starého materiálu: 69536401D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
G 7823	•
G 7824	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktová kategorie	
Jiný nástavec	•
Vlastnosti produktu	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Počet přihrádek	36
Šířka přihrádek v mm	44
Délka přihrádek v mm	44
Oblasti použití	
Příprava kojeneckých lahví	•
Základní elektroinstalace	
Počet fází	0
Napětí ve V	0
Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0,00
Jištění v A	0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	77
Vnější rozměr, šířka netto v mm	215
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	445
Vnější rozměr, výška brutto v mm	80
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	235
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	460
Hmotnost netto v kg	1,48
Hmotnost brutto v kg	1,91