

E 367

Vozík

pro optimální uložení intubačního materiálu.



- 20 trysek Ø 2,5×30 mm, 25 trysek Ø 4,0×30 mm (5 volně přiloženo)
- 40 přídržných pružin pro trysky
- Vybaveno přípojkou pro horkovzdušné sušení
- Držák ML/2 pro autom. rozpoznání vozíku/kontrolu ostřík. ramena

EAN: 4002511116337 / Číslo materiálu: 03809710 / Číslo starého materiálu: 69536701D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
PG 8535	•
PG 8536	•
Produktová kategorie	
Vozík na anesteziologické instrumentárium	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Oblasti použití	
Příprava anesteziologického instrumentária	•
Standardní elektrické připojení	
Počet fází	0
Napětí ve V	0
Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0,00
Jištění v A	0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	502
Vnější rozměr, šířka netto v mm	535
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	515
Vnější rozměr, výška brutto v mm	490
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	540
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	550
Hmotnost netto v kg	6,20
Hmotnost brutto v kg	10,00