


E 368

Vozík

pro optimální uložení úzkých dýchacích hadiček.



- 10 trysek Ø 4,0×30 mm, 14 trysek Ø 6,0×220 mm, se svěr. pružinou
- Vybaveno přípojkou pro horkovzdušné sušení

EAN: 4002511116351 / Číslo materiálu: 03809760 / Číslo starého materiálu: 69536801D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
PG 8535	•
PG 8536	•
Produktová kategorie	
Nástavec/modul pro anesteziologické instrumentárium	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Oblasti použití	
Příprava anesteziologického instrumentária	•
Standardní elektrické připojení	
Počet fází	0
Napětí ve V	0-0
Frekvence v Hz	0-0
Celkový příkon v kW	0,00-0,00
Jištění v A	0-0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	502
Vnější rozměr, šířka netto v mm	535
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	515
Vnější rozměr, výška brutto v mm	670
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	570
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	650
Hmotnost netto v kg	8,43
Hmotnost brutto v kg	10,54