

E 374

Nástavec

pro optimální uložení ORL instrumentária.



- 24 přihrádek cca 45 × 45 mm, 27 přihrádek cca 12 × 12 mm
- Velikost ok dna 1,7 mm
- Použitelné v horním a spodním koši

EAN: 4002511116412 / Číslo materiálu: 03809800 / Číslo starého materiálu: 69537401D

<b>Produktové zařazení</b>	
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
<b>Zařazení přístroje</b>	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Produktová kategorie</b>	
Nástavec na ORL instrumentárium	•
<b>Produktové vlastnosti</b>	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Počet přihrádek	51
<b>Oblasti použití</b>	
Příprava ORL instrumentária	•
<b>Standardní elektrické připojení</b>	
Počet fází	0
Napětí ve V	0
Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0,00
Jištění v A	0
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška netto v mm	63
Vnější rozměr, šířka netto v mm	173
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	445
Vnější rozměr, výška brutto v mm	75
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	190
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	460
Hmotnost netto v kg	1,20
Hmotnost brutto v kg	1,20