

E 381

Vozík

pro optimální uložení intubačního materiálu.



- 20 trysek Ø 4,0 × 30 mm, 5 trysek Ø 2,5 × 30 mm, volně přiloženo
- 6× E 466 injektorová tryska pro dýchací vak, Ø 8,0 × 333 mm
- 2× E 431 injektorová tryska pro měch, Ø 8,0 × 193 mm
- Vybaveno přípojkou pro horkovzdušné sušení
- Držák ML/2 pro autom. rozpoznání vozíku/kontrolu ostřík. ramena

EAN: 4002511116474 / Číslo materiálu: 03809890 / Číslo starého materiálu: 69538101D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
PG 8535	•
PG 8536	•
Produktová kategorie	
Vozík na anesteziologické instrumentárium	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Oblasti použití	
Příprava anesteziologického instrumentária	•
Standardní elektrické připojení	
Počet fází	0
Napětí ve V	0
Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0,00
Jištění v A	0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	502
Vnější rozměr, šířka netto v mm	535
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	515
Vnější rozměr, výška brutto v mm	540
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	530
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	500
Hmotnost netto v kg	6,80
Hmotnost brutto v kg	8,70