

E 408
Vozík
pro optimální uložení až 96 pipet.



- Vhodné pro 96 pipet do 450 mm
- Velikost ok 16 × 16 mm
- Kompletně s přídržným rámem ve výšce 150 mm
- Vybaveno přípojkou pro horkovzdušné sušení

EAN: 4002511116689 / Číslo materiálu: 03810130 / Číslo starého materiálu: 69540801D

| | |
|---|--------------|
| Produktové zařazení | |
| Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř | • |
| Zařazení přístroje | |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| Produktová kategorie | |
| Vozík s přípojkou pro horkovzdušné sušení | • |
| Vozík na pipety | • |
| Produktové vlastnosti | |
| Materiál | Nerez, Plast |
| Barva | Nerez, Černá |
| Oblasti použití | |
| Příprava pipet/ampulí | • |
| Kapacita | |
| Pipety [počet] | 96 |
| Standardní elektrické připojení | |
| Počet fází | 0 |
| Napětí ve V | 0 |
| Frekvence v Hz | 0 |
| Celkový příkon v kW | 0,00 |
| Jištění v A | 0 |
| Rozměry a hmotnost | |
| Vnější rozměr, výška netto v mm | 502 |
| Vnější rozměr, šířka netto v mm | 535 |
| Vnější rozměr, hloubka netto v mm | 517 |
| Vnější rozměr, výška brutto v mm | 540 |
| Vnější rozměr, šířka brutto v mm | 530 |
| Vnější rozměr, hloubka brutto v mm | 500 |
| Hmotnost netto v kg | 5,50 |
| Hmotnost brutto v kg | 7,10 |