


E 413

Nástavec

pro optimální uložení odsávacích hadiček.



- Vhodné pro 6 odsávacích hadic systému Sirona
- Použitelné v horním koši O177/1

EAN: 4002511124486 / Číslo materiálu: 03810180 / Číslo starého materiálu: 68741301D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty	•
Zařazení přístroje	
PG 8581	•
PG 8591	•
Produktová kategorie	
Nástavec/modul pro stomatologické instrumentárium	•
Vlastnosti produktu	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Oblasti použití	
Příprava stomatologického instrumentária	•
Kapacita	
Hadice [počet]	6
Základní elektroinstalace	
Počet fází	0
Napětí ve V	0
Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0,00
Jištění v A	0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	205
Vnější rozměr, šířka netto v mm	390
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	450
Vnější rozměr, výška brutto v mm	250
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	485
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	495
Hmotnost netto v kg	1,40
Hmotnost brutto v kg	1,41