

E 414

Vozík

pro optimální uložení úzkohrdlého skla.



- Vybaveno 37 injektorovými tryskami
- Vybaveno přípojkou pro horkovzdušné sušení
- Držák ML/2 pro autom. rozpoznání vozíku/kontrolu ostřík. ramena

EAN: 4002511116733 / Číslo materiálu: 03810190 / Číslo starého materiálu: 69541401D

<b>Produktové zařazení</b>	
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
<b>Zařazení přístroje</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Produktová kategorie</b>	
Vozík s přípojkou pro horkovzdušné sušení	•
Vozík pro úzkohrdlé sklo	•
<b>Produktové vlastnosti</b>	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Nerez, Černá
<b>Oblasti použití</b>	
Příprava laboratorního skla	•
<b>Kapacita</b>	
Úzkohrdlé sklo [počet]	37
<b>Standardní elektrické připojení</b>	
Počet fází	0
Napětí ve V	0
Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0,00
Jištění v A	0
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška netto v mm	502
Vnější rozměr, šířka netto v mm	535
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	517
Vnější rozměr, výška brutto v mm	160
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	540
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	545
Hmotnost netto v kg	6,10
Hmotnost brutto v kg	7,10
<b>Součásti balení</b>	
ID 90, injektorová tryska Ø 2,5 mm, délka 90 mm [počet]	4
ID 110, injektorová tryska Ø 2,5 mm, délka 110 mm [počet]	3
ID 140, injektorová tryska Ø 4 mm, délka 140 mm [počet]	5
ID 160, injektorová tryska Ø 4 mm, délka 160 mm [počet]	5
ID 180, injektorová tryska Ø 4 mm, délka 180 mm [počet]	5
ID 200, injektorová tryska Ø 6 mm, délka 200 mm [počet]	5
ID 220, injektorová tryska Ø 6 mm, délka 220 mm [počet]	5
ID 220, injektorová tryska Ø 6 mm, délka 240 mm [počet]	5
Vyplachovací tryska pro dávkovač prášku [počet]	1