


A 13

Víko

pro upevnění choulolistivých mytých předmětů a pomůcek.



- Víko z nerez oceli
- 1 mm drátěné pletivo, 8 mm velikost ok, 4 mm rám
- pro nástavce E 103, E 104, E 105 a E 139 jako náhradní vybavení

EAN: 4002511117204 / Číslo materiálu: 03810200 / Číslo starého materiálu: 69745001D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Produktová kategorie	
Víko	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Oblasti použití	
Příprava laboratorního skla	•
Standardní elektrické připojení	
Počet fází	0
Napětí ve V	0-0
Frekvence v Hz	0-0
Celkový příkon v kW	0,00-0,00
Jištění v A	0-0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	20
Vnější rozměr, šířka netto v mm	200
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	320
Vnější rozměr, výška brutto v mm	20
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	220
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	300
Hmotnost netto v kg	0,14
Hmotnost brutto v kg	0,25