


UTS
Nástavec na pomůcky
pro ideální čištění drobných dílů.



- Vybaveno víkem
- s 3 přihrádkami o velikosti ?? x ??

EAN: 4002511117143 / Číslo materiálu: 03810260 / Číslo starého materiálu: 69741001D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktová kategorie	
Jiný nástavec	•
Vlastnosti produktu	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Počet přihrádek	3
Oblasti použití	
Příprava MIC instrumentária	•
Příprava operačního instrumentária	•
Základní elektroinstalace	
Počet fází	0
Napětí ve V	0
Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0,00
Jištění v A	0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	93
Vnější rozměr, šířka netto v mm	102
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	350
Vnější rozměr, výška brutto v mm	110
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	400
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	605
Hmotnost netto v kg	0,75
Hmotnost brutto v kg	1,00