

ID 180

Injektorová tryska

s plastovou opěrou, Ø 4 mm, délka 180 mm.



- Vhodné pro běžné injektorové koše a vozíky
- Vhodné např. pro odměřovací válce, odměrné baňky a reagenční skla

EAN: 4002511117006 / Číslo materiálu: 03810360 / Číslo starého materiálu: 69718001D

| Produktové zařazení | |
|---|--------------|
| Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř | • |
| Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř | • |
| Zařazení přístroje | |
| G 7825 | • |
| PG 8527 | • |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| PG 8583 | • |
| PG 8583 CD | • |
| PG 8593 | • |
| PLW 8615 | • |
| PLW 8616 | • |
| PLW 8617 | • |
| Produktová kategorie | |
| Injektorová tryska | • |
| Produktové vlastnosti | |
| Materiál | Nerez, Plast |
| Barva | Nerez, Černá |
| Oblasti použití | |
| Příprava laboratorního skla | • |
| Standardní elektrické připojení | |
| Počet fází | 0 |
| Napětí ve V | 0 |
| Frekvence v Hz | 0 |
| Celkový příkon v kW | 0,00 |
| Jištění v A | 0 |
| Rozměry a hmotnost | |
| Vnější rozměr, výška netto v mm | 55 |
| Vnější rozměr, šířka netto v mm | 55 |
| Vnější rozměr, hloubka netto v mm | 180 |
| Vnější rozměr, výška brutto v mm | 60 |
| Vnější rozměr, šířka brutto v mm | 60 |
| Vnější rozměr, hloubka brutto v mm | 180 |
| Průměr v mm | 4 |
| Hmotnost netto v kg | 0,02 |
| Hmotnost brutto v kg | 0,02 |