

ID 240

Injektorová tryska

s plastovou opěrou, Ø 6 mm, délka 240 mm.



- Vhodné pro běžné injektorové koše a vozíky
- Vhodné např. pro odměřovací válce, odměrné baňky a reagenční skla

EAN: 4002511117037 / Číslo materiálu: 03810400 / Číslo starého materiálu: 69724001D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktová kategorie	
Injektorová tryska	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Nerez, Černá
Oblasti použití	
Příprava laboratorního skla	•
Standardní elektrické připojení	
Počet fází	0
Napětí ve V	0
Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0,00
Jištění v A	0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	55
Vnější rozměr, šířka netto v mm	55
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	240
Vnější rozměr, výška brutto v mm	60
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	60
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	240
Průměr v mm	6
Hmotnost netto v kg	0,03
Hmotnost brutto v kg	0,04