


E 136

Nástavec

pro optimální uložení 56 Petriho misek.



- Vhodné pro 56 Petriho misky s Ø 100 mm
- vybaveno 56 držáky, výška 70 mm, rozteč cca 26 mm
- Použitelné ve spodním koši
- s nástavcem E 137 lze kapacitu zdvojnásobit

EAN: 4002511115941 / Číslo materiálu: 03830280 / Číslo starého materiálu: 69513601D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Produktová kategorie	
Nástavec/modul pro Petriho misky	•
Vlastnosti produktu	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Vzdálenost mezi příčkami v mm	26
Výška příček v mm	70
Oblasti použití	
Příprava laboratorního skla	•
Kapacita	
Petriho misky [počet]	56
Základní elektroinstalace	
Počet fází	0
Napětí ve V	0
Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0,00
Jištění v A	0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	485
Vnější rozměr, šířka netto v mm	145
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	445
Vnější rozměr, výška brutto v mm	150
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	450
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	535
Hmotnost netto v kg	2,10
Hmotnost brutto v kg	2,50