

E 315

Balení pryskyřice na jedno použití  
pro regeneraci patron k úplné demineralizaci

EAN: 4002511115293 / Číslo materiálu: 03830350 / Číslo starého materiálu: 69431501D



- 20 l homogenní směsi pryskyřic
- pro použití v prázdné patroně LP 2800
- Karton se 2 lahvemi á 10 litrů
- Vakuově těsně zavařeno v plastových vacích
- Včetně filtračního vaku pro výměnu

Produktové zařazení	
Myčky s přívodem čerstvé vody	•
Tankové myčky	•
Tankové myčky, průchozí	•
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Mycí a dezinfekční automaty	•
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•

E 315

Balení pryskyřice na jedno použití  
pro regeneraci patron k úplné demineralizaci

EAN: 4002511115293 / Číslo materiálu: 03830350 / Číslo starého materiálu: 69431501D



PFD 408 U	•
PTD 701	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
<b>Produktová kategorie</b>	
Úprava vody	•
<b>Standardní elektrické připojení</b>	
Počet fází	0
Napětí ve V	0-0
Frekvence v Hz	0-0
Celkový příkon v kW	0,00-0,00
Jištění v A	0-0
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška brutto v mm	130
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	400
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	550
Hmotnost netto v kg	13,58
Hmotnost brutto v kg	14,21