


A 2

Krycí síť

pro upevnění choulolistivých mytých předmětů a pomůcek.



- Vhodné pro 1/2 nástavce
- Kovový rám potažený Rilsanem a plastovou sítkou
- Velikost 216 × 456 mm

EAN: 4002511115590 / Číslo materiálu: 03830460 / Číslo starého materiálu: 69500201D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Čisticí přístroje pro průmyslové čištění dílů	•
Velkokapacitní laboratorní myčky pro průmyslové čištění dílů	•
Laboratorní myčky SlimLine pro průmyslové čištění dílů	•
Zařazení přístroje	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 7111 [IPC]	•
PLW 8505	•
Produktová kategorie	
Kryt	•
Oblasti použití	
Příprava laboratorního skla	•
Příprava různých pomůcek	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Drát, potažený Rilsanem, Plast
Barva	Zelená, Bílá, Černá
Standardní elektrické připojení	
Počet fází	0
Napětí ve V	0-0
Frekvence v Hz	0-0
Celkový příkon v kW	0,00-0,00
Jištění v A	0-0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, šířka netto v mm	216
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	456
Vnější rozměr, výška brutto v mm	20
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	230

A 2

Krycí síť

pro upevnění choulostivých mytých předmětů a pomůcek.

EAN: 4002511115590 / Číslo materiálu: 03830460 / Číslo starého materiálu: 69500201D

Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	465
Hmotnost netto v kg	0,39
Hmotnost brutto v kg	0,49

