


A 3

Krycí síť

k zakrytí mytých předmětů v nástavcích.



- Kovový rám, potažený Rilsanem, s plastovou sítkou
- Vhodné pro 1/4 nástavce
- 206 × 206 mm

EAN: 4002511115606 / Číslo materiálu: 03830470 / Číslo starého materiálu: 69500301D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Produktová kategorie	
Kryt	•
Vlastnosti produktu	
Materiál	Drát, potažený Rilsanem, Plast
Barva	Zelená, Bílá, Černá
Oblasti použití	
Příprava laboratorního skla	•
Příprava různých pomůcek	•
Základní elektroinstalace	
Počet fází	0
Napětí ve V	0
Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0,00
Jištění v A	0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	0
Vnější rozměr, šířka netto v mm	206
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	206
Vnější rozměr, výška brutto v mm	10
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	210
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	200
Hmotnost netto v kg	0,30
Hmotnost brutto v kg	0,32